

Vår fullutrustade modell erbjuder bedårande massage och ultimat komfort

EC-3700

Unik funktion

Erbjuder diversifierad och sofistikerad tryckluftsmassage

AIR MAGIC

Tack vare högkapacitetskompressor hanteras obesvärat hela 41 luftkuddar – som sörjer för Fujis innovativa och unika massage.



Kombination av mekanisk och tryckluft

734 massagealternativ

I kombination med Fujis SUPER-Mechanism, via två massagehuvuden samt luftmassage erbjuds 734 olika massageinställningar, från tårna upp till huvudet!

Hela kroppen utan muskelspänningar tack vare unika Air Magic™ En känsla av lättnad för kropp och själ!

NYTT Total Body Stretch Massage

NYTT Twist Massage

Luftkuddarna vid axlar och vader samspelar för att ge en behaglig och smidig stretch massage.

Axelmassagen trycker fast överkroppen.



Fot/vadmassage trycker fast fot/vader.

Luftkuddarna kring länd och stuss rör sig oberoende från sida till sida, upp och ned för att ge en 3D massage. Det tar bort låsningar och stelhet i länd, midja och stuss samt rättar till ländkotor.



Air Cross
Luftkuddarna i länd och stuss cirkulerar diagonalt och ger en bestämd stretch av muskulatur och ryggrad.



Twist Massage
Luftkuddarna i länd och stuss pulserar samtidigt och ger en mjuk och behaglig stretch av muskulatur och ryggrad.

AXLAR TIP MASSAGE

Spänningar i axlar och nacke orsakar stelhet och muskeltrötthet. Detta behandlas via mjuk och varsam massage via dubbla luftkuddar i varje axel samt bak vid skuldrorna.



LÄND OCH STUSS MASSAGE

Samarbetet mellan intensiv ländryggsmassage av den mekaniska massagen samt luftmassage under stussen, ger en god behandling av nedre bäckenregionen – som inte kan nås av mänsklig massage.



HAND OCH ARM MASSAGE

Det finns en koncentration av nervpunkter i händer och armar. Spänningar i dessa motverkas via två typer av massage: Grip samt Knead.



VAD MASSAGE

Luftkuddarna bearbetar vadmuskeln med en "mjölkkningsrörelse" vilken även förbättrar blodcirkulationen i benen. Genom att upprepa kompression/dekompression i först nedre delen och därefter i övre delen av vadrarna – pressas blod och slaggprodukter från vadrarna, upp i lår och vidare ut i blodsystemet.



STUSS MASSAGE

5 punkter med tryckluftsmassage mjukar försiktigt upp musklerna i baksida lår, stuss samt ländrygg och förbättrar därmed blodcirkulationen även i ljumskarna.



FOT MASSAGE

Fot och fotsula stimuleras med 3 luftkuddar, varav fotsulan även med tryckpunkter riktade mot zonpunkter.



EC-3700



MANÖVER-ENHET

Sofistikerade funktioner hanteras enkelt via manöverenhetens lättförståliga och användarvänliga knappar.

ENKEL UPSTART

Tryck på ON/OFF därefter AUTO, luta dig bakåt och koppla av. Maskinen läser in din kroppsform och startar automatiskt.

REGISTRERA DITT EGET PROGRAM I "M" (MINNE)

Skapa ditt personliga program avstämt mot din kroppsform och positioner för axlar och ländrygg.

NAVIGERINGSKNAPP FÖR ENKELT HANDHAVANDE

Du når enkelt en stor del av valfunktionerna via den användarvänliga navigeringsknappen.



EC-3700 SVART

ELEKTRISK PRECISIONSINSTÄLLNING AV FOTJUSTERING



Elektronisk justering
105 mm

Hydraulisk justering
75 mm

Total justering => 180 mm



EC-3700 BEIGE

CYBER-RELAX

Unik funktion KIWAWMIMECHA massage


Nackmassage

Massagehuvudena ökar blodcirkulationen runt nacken via olika typer av massage.



Super Knead/ Super Tapping

Stelhet i trapezius åtgärdas genom djup stimulering av skuldrornas övre del.




Super Back Knead/ SuperBack Tapping/ Buttocks Massage.

Dessa funktioner minskar smärta och stelhet i ländrygg, orsakade av spänning i länd och/eller stuss, nerv och muskelvärk.



NYHET!

TOTAL BODY STRETCH



1. De dubbla luftkuddarna på varje sida tar ett fast tag om axlarna.
2. Fotpallens luftkuddar tar ett motsvarande grepp om vaderna.
3. Fotpallen böjs därefter nedåt, trycker ned vaderna och sträcker ut kroppen.

NYHET!

TWIST MASSAGE (Crosstwist)

Tryckluftsenheterna för stuss, midja samt länd kombineras så att en twiströrelse skapas.



Envägs Twist Massage
Mjuk och mild



Tvåvägs Cross Massage
Djup och beständ

Twist Luftkuddarna på respektive sida pressar upp bäcken / ländrygg.

Cross Ena sidans stuss kudde samt andra sidans ländkudde pressar upp stuss och ländrygg.

ÖKAD LIVSKVALITET

MINDRE VÄRK

PERFECT FIT FOOTREST

NYHET!

JUSTERING VADER
Justering av tryckluftsenheter för specifika massage punkter. För att realisera effektiv massage, är det viktigt att komma åt exakt rätt position. Med den unika 2 steg justeringen kan enheterna justeras att nå de önskade punkterna.

75 mm


105 mm

Total justeringsmöjlighet: 180 mm

Elektronisk justering av vadera med 105 mm. Foten kan justeras mot vaden med ytterligare 75 mm. En exakt inställning ger möjlighet till precisionsbehandling.

Vadera har en av de största belastningarna i kroppen. Då de även är placerade långt från och långt under hjärtat fastnar ofta en hel del slaggprodukter här, vilket ofta leder till stort insatsbehov för att hjälpa kroppen. Med Fuji's unika massage med fyra luftkuddar om varje vadmuskel, ges kroppen största assistans att på ett mjuk och behagfullt sätt rensa muskeln och öka blodgenomströmningen.

Modell	EC-1700	EC-3700
Volt	220V	220V
Watt	115W	115W
Vikt	79 kg	86 kg
Mått upprätt	710x1180x1200	750x1240x1210
Mått nedfäld	710x1780x720	750x2010x780
Ryggvinkel	120-170 grader	120-170 grader
Luftkuddar	10	41
Manöverenhet	x	x
Symkroniserad luftmassage	x	x
Pulsläge	x	x
Repeat funktion	x	x
Minnes funktion	-	x
Tryckjusteringar, luftmassage	5 steg	5 steg
Bredd justering	3 steg	3 steg
Hastighetsreglering, mekanisk massage	3 steg	3 steg
Syrkereglering, mekanisk massage	7 steg	7 steg
Quick program	-	3
Auto program	10	12
Massage kombinationer	338	734
Luft massage	Fot	-
	Vad	x
	Höft/lår	x
	Rygg/midja	-
	Arm	-
Akupressur, fotsula	-	x
	-	x (ny metod)
Stretch, underkropp	Foot Stretch	x
	Stretch	-
	Double Stretch	-
Perfect Fit Footrest	-	x
Glidled, fotpall	-	x
Twist Massage	-	x
Midja/höft Massage	-	x
Fluktuerande Massage	x	x
Extrem höft Massage	x	x
Extreme Massage	x	x
3D Massage	x	x
3D Point Navigation	x	x
Manöverenhet		
Klädsel	Läder (svart)	Läder (svart/beige)



En power-nap på eftermiddagen ger dig tillbaks 95% av din förmåga!

NYHET!

FOT MASSAGE
Massage via 8 luftkuddar. Välbalanserad shiatsu via fotsulsknappar. Foten trycks mellan de två luftkuddarna på fotens översida och den under foten. Fotsulsknapparna stimulerar zonerna vid tåfästena samt under hälften.

Fotsulsknappar; 2 st fram till samt 1 st under hälften.


BÄSTA SÄTTET FÖR STRESSHANTERING!

NY SKULDROR / AXEL

NYHET!

SKULDROR / AXEL MASSAGE

6 luftkuddar masserar och knådar axlar och skuldror. Med dubbla luftkuddar för varje axel, ytterligare 2 luftkuddar för skuldror som arbetar i kombination med den mekaniska massagen erbjuds ett mycket komplett system för hela området.



Då detta område är ett av de känsligaste och mest utsatta på kroppen – har stort fokus lagts för att erbjuda ett så komplett och variationsrikt system som möjligt.



Genom regelbundna djupa pauser kan vi undvika ett för tidigt åldrande, vi blir betydligt effektivare i vår vardag, vi mår bättre och kan påverka nattsömnen positivt!

Andelen sjukdom till följd av rygg, nacke, axlar, huvudvärk, otrivsel, belastnings- eller förslitnings-skador är ca 33% inom EU.


Enligt Karolinska Institutet drabbas 8 av 10 svenskar någon gång i livet av någon form av ryggsbesvär.

MASSAGEFÖRDELAR:

- Mjukare muskler
- Starkare immunförsvar
- Ökar ämnesomsättningen
- Bättre nattsömn
- Ökar lymfcirkulationen
- Bättre koncentrationsförmåga
- God effekt på träningsvärk
- Motverkar spänningar
- Motverkar stress
- Ökar välbefinnandet m.m.


NYHET!

Massage av hela armen



KOMPLETT ARM MASSAGE

Total arm massage som kombinerar axel och arm kuddar.



NYHET!





Förr.




Nu.

ARM MASSAGE

12 tryckluftsenheter att massera och knåda underarmarna.



Luftkuddarna är monterade med 4 stycken under armen och två stycken över armen för att kunna utföra noggrann och vältäckande massage i flera variationer.



Masserar både undersida och översida av underarmen på ett unikt sätt. Suverän behandling av inflammation i underarm.

Pressar både ihop och trycker isär muskulaturen.